

П А С П О Р Т

РЕЗОНАТОР **Б1 64-925 мкз. 35** **Б1 0 329 003 TV**

(полное условное обозначение резонатора)

Номер резонатора **21**

1. Номер спецификации **ЦЗ.381 492-1 см**
2. Номинальная частота или шифр частоты **Б4-925**
3. Порядок колебаний **1, срез, мз/1 + 5°**
4. Точность настройки **+0,1 мк**
при температуре **+25 °C**
в генераторе типа **ПК-2**
5. Максимальное изменение в интервале температур от **+25°**
до **+70 °C** **60 · 10⁻⁶**
6. Эквивалентные параметры: **R₀ = 140 Ом при +25 °C**

7. Дополнительные данные

84 ГОСТ № ЦО.338.004-73

8. Схема соединения электродов с выводами
9. Минимальная наработка **час**
10. Сохраняемость **5,5 лет**

Дата выпуска

28. II

1985 г.

Подпись и штамп
представителя заказчика

Подпись и штамп
службы контроля качества

ОТК-138

ОТМЕТКА О ПЕРЕПРОВЕРКЕ

Дата пере проверки « »

19 г.

Штамп
представителя
заказчика

Штамп
службы контроля
качества

При выходе резонатора из строя просим заполнить и
выслать паспорт и резонатор по адресу

1. Дата получения « » 19 г.

2. Дата установки « » 19 г.

3. Дата снятия « » 19 г.

4. Количество часов работы

5. Основные данные условий и режимов эксплуатации

6. Причина выхода из строя

Сведения дал:

(наименование организации, адрес)

Дата заполнения « »

19 г.

Должность и подпись
заполнившего